
TERATHERM

Microondas



electronicamilka@emilka.com

+34 91 463 51 08 - fax: +34 91 470 00 12

ELECTRONICA MILKA S.L.

C/ HERMINIO PUERTAS, 66 - 28011 MADRID - SPAIN

EQUIPO DE TERAPIA POR MICROONDAS EN EMISIÓN CONTINUA Y PULSADA


TERATHERM es el aparato más indicado cuando la terapia por microondas es el tratamiento prescrito por el especialista.

El equipo incorpora un sistema electrónico estabilizador de potencia de última generación, que analiza la tensión de entrada de red, e independientemente de que esta varíe, mantiene uniforme la potencia de tratamiento prefijada, con lo que la dosis es real, sin variación durante el tiempo seleccionado.

Fabricado sin cable coaxial (eliminando todos los problemas de rotura y costosos gastos de reparación)

El magnetrón o Klystron se encuentra incorporado en el aplicador evitando el paso de altas frecuencias y eliminando averías posteriores.





COMPONENTES Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO

- Interruptor general de puesta en marcha.
- Emisión en tratamiento continuo y pulsado.
- Microprocesador electrónico para el control de todas las funciones.
- Memoria para 30 tratamientos personalizados.
- Pantalla de LCD.
- Botón de mando pulsador (Encoder), para selección de los diferentes comandos.
- Magnetron con refrigeración por aire forzado.
- Irradiador circular de 160 mm.
- Base integrada portadora del enchufe de red y fusibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS: TERATHERM

| | |
|------------------------|--|
| Frecuencia de emisión: | 2450 MHz. |
| Potencia de trabajo: | de 10 a 250 W. |
| Tipo de emisión: | Pulsada y continua. |
| Alimentación: | 220 V. 50 Hz. |
| Consumo máximo: | 800 W. |
| Dimensiones: | Alto: 850 mm Ancho: 450 mm Fondo: 270 mm |
| Peso: | 30 Kg. |

Construcción: mueble de acero pintado y brazo giratorio del irradiador.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Irradiador de artesa.
- Irradiador de campo alargado.

Garantía: 2 Años

Fabricación y Servicio Técnico Propio

Tel.: 91 463 51 08 e-mail.: electronicamilka@emilka.com